



## Med ännu bättre hjälp under livräddningen

### AED 3 tar den bästa hjälpen för livräddare till nästa nivå med:

- Real CPR Help som kan läsa av dina bröstkompressioner under HLR så att du vet när du ger HLR av hög kvalitet.
- Chockleverans 8 sekunder efter att HLR upphört, för en mer effektiv chock.\*
- Konstant metronom vid en frekvens av minst 100 kompressioner per minut för att svara mot de senaste riktlinjerna.
- CPR Uni-padz, som passar alla enheter och gör det möjligt att välja barn-HLR med barn-knappen på framsidan av AED 3.
- Sax fäst vid CPR Uni-padz för att enkelt avlägsna klädesplagg.
- Två sätt att placera enheten (upprätt eller plant) för bästa synlighet under en livräddning.
- Nedräkningstimer för HLR-cykeln på skärmen för att kunna se hur mycket tid som återstår för den här cykeln.
- Visning av förlupen tid och antalet givna defibrilleringar på skärmen, vilket är avgörande information för akutpersonalen när de anländer.
- Tillbehörspaket för livräddning innehållande latexfria handskar, HLR-mask, rakhyvel, pappershandduk och våtservett.
- Högupplöst grafik i fullfärg och text tillsammans med alla ljudmeddelanden för att göra det lätt att förstå vad som ska göras härnäst.

\* Med AED 3 automatiskär paustiden före chock 5 sekunder längre på grund av en varning att hålla sig undan från patienten och nedräkning före själva defibrilleringen.